

## ZP Dôvera - návrh revízných postupov pre TOP 20 vyšetrení - OKB

| p.č. | kód vyšetrenia            | názov               | kontrola na dg., odbornosť indik. lekára, početnosť    | poznámka                                                                     |
|------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | 4571 /4548,3880, 4523 /   | CRP                 | NIE: E*, F*, G*, H*, I*, Z*                            | akceptácia len u "itíd" E* uznať pri komplikáciách DM, H uznať pri otitíde   |
| 2.   | 4485                      | troponín            | ANO: IM, kóma, NCMP, krvácanie do mozgu, R07           | akceptácia pri dg. uvedených skupín                                          |
|      |                           |                     | pľúcna embólia, sepsa                                  |                                                                              |
| 3.   | 3882,4572, 4756           | ASLO                | ANO: J*, A*, M*, N*, I*, L*                            | akceptácia pri dg. uvedených skupín                                          |
| 4.   | 3881, 4426-28, 4549, 4573 | RF                  | ANO: M*, A*, J*, N*                                    | akceptácia pri dg. uvedených skupín                                          |
| 5.   | 4488                      | prokalcitonín       | odosl. NZ, JIS: OAIM, ÚSCH                             | akceptácia odosielajúca NZ                                                   |
| 6.   | 3691, 3692, 3693          | AST, ALT, GMT       | akútne dg. - 1xD, chron - 1xM                          | chron. hepatopatie                                                           |
| 7.   | 3674A, 3677A, 3675A       | chol., TG, HDL      | 1x3M, 4xR                                              |                                                                              |
| 8.   | 4434                      | ultrasenzitívne TSH | 020, 007, 008 , 009, 001, 004, 064, 047                | akceptácia indikujúcej odbornosti                                            |
|      |                           |                     | 005, 060, 037, 024, 047, 153                           | akceptácia indikujúcej odbornosti                                            |
| 9.   | 4300, 4330, 4301, 4382    | T4, fT4, T3, fT3    | 064, 001, 007, 047, 060, 153                           | akceptácia indikujúcej odbornosti                                            |
| 10.  | 4300 a 4330, 4301 a 4382  | T4 a fT4, T3 a fT3  | uhrádzať iba fT3 a fT4                                 | zakázané kombinácie                                                          |
| 11.  | 4382 a 4330, 4300 a 4301  |                     | NIE: T3, fT3 u dg. E03, E04                            |                                                                              |
| 12.  | 4413                      | antimikrozóm ŠZ     | pri dg.: E06,E05,E03, odbornosti: 064,001,007,060,153  | pri jasnej indikácii 1x za 2 roky                                            |
|      |                           |                     | dg. Z34.0 - skrining u tehotných, odbornosť 009        | 1x za život u primipary                                                      |
|      |                           |                     | u autoim. och. Dg. E10, K92, odbornosti: 040, 048, 050 | 1x ročne, aj pediatrické odbornosti                                          |
| 13.  | 4329                      | TBG                 | odbornosti 007, 064                                    | 1x za život                                                                  |
| 14.  | 4412                      | aTG                 | u dg.: E06, E05, E03, odbornosti: 064,001,007,047,060  | pri jasnej indikácii 1x 2 roky, 1x rok u polygland. autoim, och. dg.E10, K92 |
| 15.  | 4238                      | HbA1c               | ped., novor., metabol. amb. diabet., int.              | akceptácia odosielajúca NZ                                                   |
| 16.  |                           | onkomarkery         | indik. odb.                                            | podľa prílohy Protokolu sporných dokladov                                    |

v. týkajúce sa ŠZ - OU MZSR - Vestník , čiastka 12-15 z 28.5.2003 a Vestník čiastka 33-39 z 31.8.2009

## ZP Dôvera - návrh revízných postupov - laboratórne vyšetrenia pri preventívnych prehliadkach

| p.č. | kód vyšetrenia         | názov         | kontrola na dg., indik. odb., početnosť       | poznámka                                       |
|------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.   | 3679, 3679A            | kreat.        | dg. Z00.0, Z00.1, Z52.0, Z01.4, Z12.5         | 1x za 2 roky, darcovia krvi dg. Z52.0 1x ročne |
| 2.   | 3526, 3570             | moč + sed.    | Z00.0                                         | vek 18+                                        |
|      | 3525, 3570             | moč + sed.    | Z00.1                                         | vek 0-18 rokov                                 |
| 3.   | 3671                   | glykémia      |                                               |                                                |
| 4.   | 3674,3674A a3677,3677A | chol., TG     | 17 - 18 r., 40-41r., v 11. r. len cholesterol |                                                |
| 5.   | 3783                   | KO            |                                               |                                                |
| 6.   | 5702                   | KG            | od 40r.                                       |                                                |
| 7.   | 3557, 4303             | stolica na OK | od 50 r., výnimka pri pozit. RA               |                                                |
| 8.   | 4355                   | PSA, fPSA     | Z12.5                                         | vykonaný výkon akceptovať 2x                   |